

ProminENT

Unité de traitement ORL



Conception ergonomique, innovante et modulaire avec un confort de travail extrêmement élevé

MediTop I ProminENT

La ProminENT se distingue par la combinaison d'une conception hygiénique et modulaire, d'une ergonomie parfaite et d'un confort de travail élevé. La ProminENT est conçue de manière à ce que tout l'équipement nécessaire soit à portée de main. Cela fait de la ProminENT l'unité de traitement ORL ultime pour chaque médecin ORL.

La ProminENT peut être équipée d'un large éventail de fonctions intégrables.

Accessible

Le plan de travail est sans joint et ainsi facile à nettoyer. Il offre un espace de travail énorme et un aspect clinique et durable. Les plateaux instruments



Plateaux instruments à portée de main

sont très accessibles et peuvent être positionnés de manière ergonomique lors d'un examen.


Innovant

Nous avons développé le fonctionnement de l'unité de traitement ORL jusqu'à la perfection. L'affichage, directement lisible et programmable, facilite l'utilisation de l'unité de traitement.

Les instruments les plus importants, tels que le système d'aspiration et le microscope, sont immédiatement activés. Diverses fonctions peuvent être activées à la fois sur l'écran de commande et à l'aide d'une commande au pied.







Design contemporain

La ProminENT présente un design intemporel associé à un plan de travail en surface solide de haute qualité. Les mises à jour futures sont faciles à mettre en œuvre car MediTop développe tout en interne.



Du sur-mesure

MediTop utilise la personnalisation en standard. Cela signifie qu'une solution peut être trouvée pour chaque espace ou souhait spécifique. Rien n'est impossible. Le fait d'avoir nos propres concepteurs de meubles et ébénistes en interne nous donne un degré de flexibilité supplémentaire.

Contactez-nous info@meditop.be

Curieux de savoir comment nous pouvons optimaliser votre consultation ORL? Faisons connaissance!

MediTop I ProminENT

Un large choix de fonctions intégrées

La ProminENT peut être entièrement personnalisée avec une large gamme de fonctions intégrées.

Version standard ProminENT

- Plateaux instruments et 5 supports avec interrupteur
- Grand tiroir de rangement
- Compartiment pour instruments sales et poubelle

Fonctions intégrables

- Système d'aspiration (différents modèles)
- Nettoyage automatique
- Système d'air comprimé (différents modèles)
- Sources à lumière LED (différents modèles)
- Système de seringage à eau chaude
- Chauffe-miroir (préchauffage et/ou air chaud)
- Système de rinçage
- Vidéo-endoscopie

- Vidéo-stroboscopie
- Microscope avec caméra intégrée
- Chirurgie HF / Coagulation
- Tympanomètre
- Système d'archivage d'images et de vidéos (IVM)
- Suivi de l'hygiène (Tracker)
- Intégration de modules sanitaires, armoires supplémentaires, bureau sur mesure, etc.
- Commande du fauteuil d'examen
- Diverses solutions domotiques (y compris le contrôle de la lumière, le contrôle des stores)



MediTop I ProminENT


ProminENT Microscopie


Pour les interventions chirurgicales mineures, il est très important que vous puissiez compter sur votre équipement. L'unité de traitement ProminENT Microscopie est ici indispensable. Les supports de stationnement, qui sont équipés en standard d'un double tuyau d'aspiration, étant placés au milieu, une situation de travail ergonomique pour le médecin et ses patients est créée.

L'unité de traitement Microscopie a une conception dédoublée avec de l'espace de rangement pour les instruments et le matériel nécessaire.



Mesures standards





Contactez-nous info@meditop.be

Curieux de savoir comment nous pouvons optimaliser votre consultation ORL? Faisons connaissance!



Options



AQUATOP XS | Système de seringage



LAMPE FRONTALE MEDITOP



MEDITOP COMFORT | Fauteuil d'examen



SYSTÈME D'ARCHIVAGE IVM



ZEISS | microscopes



SPIGGLE & THEIS | instruments et disposables

Spécifications Techniques

Tension 230V Consommation maximale 2300VA

Dimensions (LxPxH) 3213 x 620 x 973 mm (module sanitaire inclus)