

Lampe frontale LED MediTop

Une lampe frontale légère et sans fil pour les patients en ambulatoire



La lampe frontale LED de Meditop est une lampe frontale confortable, légère et sans fil qui convient à une utilisation prolongée. La lampe s'allume automatiquement lorsqu'elle est retirée de son chargeur et elle s'éteint lorsqu'elle est remise sur son support. Ceci évite à l'utilisateur d'allumer et d'éteindre la lampe frontale et facilite ainsi l'utilisation.

La lampe frontale peut être réglée à 3 niveaux de luminosité.



Les avantages

- Poids léger
- Casque confortable et réglable
- 3 niveaux de luminosité
- Interrupteur d'arrêt automatique (capteur de mouvement)
- Support autonome, mural
- Charge automatique avec support fourni
- Intégrable dans les unités de traitement ORL de MediTop
- Commande intuitive et simple
- Longue durée de vie de la batterie



Spécifications techniques

Adaptateur secteur	12V – 2.5A
Poids	290 gr.
Durée de fonctionnement autonome	4.5 heures
Température de couleur	5000K
Diamètre du faisceau lumineux à 420 mm	120 mm