

MediTop LED voorhoofdslamp

Draadloze voorhoofdslamp
geschikt voor poli- en OK behandelingen



De MediTop LED voorhoofdslamp is een comfortabele, lichtgewicht, draadloze lamp die geschikt is voor langdurig gebruik op de poli en de OK. De voorhoofdslamp beschikt over verschillende slimme features zoals het automatisch in- en uitschakelen van de LED wanneer de lamp uit de houder wordt gehaald en weer terug wordt geplaatst.

Daarnaast beschikt de voorhoofdslamp over 3 lichtintensiteit instellingen.



Kenmerken op een rij

- Lichtgewicht
- Comfortabel en verstelbare hoofdband
- 3 lichtintensiteiten
- Automatische aan/uit functie (bewegingssensor)
- Laadstation te integreren in de KNO-behandelunit
- Eenvoudige intuïtieve bediening
- LED voor resterende batterijduur
- Lange accuduur



Technische gegevens

Spanning	12 VDC
Gewicht	290 gram
Accuduur	4.5 uur
Kleur temperatuur	5000K
Diameter lichtspot op 420 mm	120 mm